

DNA 样本采集套装主要应用于口腔脱落细胞的采集、保存及运输，目前被广泛应用于基因检测及 DNA 鉴定。一般来说，DNA 样本采集套装内含 1-2 支口腔拭子，1-2 瓶 DNA 保存液，4 张条形码，1 张使用说明卡及 1 个回寄袋。我们接受 OEM 及 ODM，客户可以选择植绒采样拭子或者海绵采样拭子，产品的外包装可以按客户要求定制精美盒装。



DNA 样本采集套装组成

无菌口咽植绒拭子

MS-OF3601 主要用于临床口腔样本采集，口腔脱落细胞采集等，目前被广泛应用于 DNA 鉴定及基因检测。植绒采样拭子具有极高的采集量及释放量，而且能够快速的洗脱样本。我们的一次性使用无菌采样拭子有二类注册证、CE 0197-MDR 及 FDA 等资质。

DNA 样本保存液

DNA 样本保存液主要由平衡盐溶液、葡萄糖、三元醇、山梨酸钾、羟乙基哌嗪乙烷磺酸组成，用于口腔脱落细胞的保存及运输，便于做样本分析和检验，但不能作为治疗用途。迈迪生物生产的保存液具有很强的稳定性，通过国内外权威机构及大客户检测。

怎样使用 DNA 样本采集套装？



贮存和废弃物处置

产品最佳存储温度为 2°C-30°C，使用前避免孵育或冷冻，不当存储可能会导致检测结果异常。使用后的医疗垃圾必须按照当地相关法律法规处置，切勿随意丢弃使用后的采样拭子及其他相关配件。如有必要，请对可能造成感染的材料采取适当防护措施。

产品相关图片

