

HPV 样本采集套装主要应用于宫颈癌筛查前的样品采集、保存及运输。一般来说，HPV 采样套装包含 1 支无菌宫颈采样拭子，1 瓶 HPV 保存液（5ml 瓶子 2ml 液体），1 张检测申请单，1 张使用说明卡及 1 个微生物回收袋。我们接受 OEM 及 ODM，客户可以选择无菌宫颈采样拭子或者无菌宫颈刷，产品的外包装可以按客户要求定制精美盒装。



### HPV 样本采集套装组成

#### 无菌宫颈植绒拭子

MS-VF4501 是专门为 HPV 样本及阴道样本采集而设计的无菌植绒拭子，同时也被大量应用于妇科检查。植绒采样拭子具有极高的采集量及释放量，而且能够快速的洗脱样本。我们的一次性使用无菌采样拭子有二类注册证、CE 0197-MDR 及 FDA 等资质。

## HPV 样本保存液

HPV 保存液主要由平衡盐溶液、防腐剂、抗生素、乙二胺四乙酸、聚氧乙烯醚-100、甲醇组成。主要用于宫颈脱落细胞的保存及运输，便于做样本分析和测试，不能作为治疗用途。迈迪生物生产的保存液具有很强的稳定性，通过国内外权威机构及大客户检测。

## 怎样使用 HPV 样本采集套装？



## 贮存和废弃物处置

产品最佳存储温度为 2°C-30°C，使用前避免孵育或冷冻，不当存储可能会导致检测结果异常。使用后的医疗垃圾必须按照当地相关法律法规处置，切勿随意丢弃使用后的采样拭子及其他相关配件。如有必要，请对可能造成感染的材料采取适当防护措施。

## 产品相关图片

